

## Trägergewichte



### EINZELGEWICHTE

**MESSING\*\***  
feingedreht

**STAHL**  
brüniert

**DAkKS**

Kalibrierschein

Nennwert	Tol. +/- mg	ohne Etui	ohne Etui	DAkKS
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Kalibrierschein Art.-Nr.
10 g*	6	4.TMFO-140		4.0000-141
20 g*	8	4.TMFO-150		4.0000-151
50 g*	10	4.TMFO-160		4.0000-161
100 g*	16	4.TMFO-170		4.0000-171
200 g*	30	4.TMFO-180		4.0000-181
500 g*	80	4.TMFO-190	4.TSBO-190	4.0000-191
1 kg	160	4.TMFO-210	4.TSBO-210	4.0000-211
2 kg	300	4.TMFO-220	4.TSBO-220	4.0000-221
5 kg	800	4.TMFO-230	4.TSBO-230	4.0000-231
10 kg	1600	4.TMFO-240	4.TSBO-240	4.0000-241
20 kg	3000	4.TMFO-250	4.TSBO-250	4.0000-251
50 kg	8000	4.TMFO-260	4.TSBO-260	4.0000-261

\*für Gewichte ≤ 500g ist bei DAkKS-Kalibrierungen ein Etui notwendig

\*\*solange der Vorrat reicht



## Schlitzgewichte

### EINZELGEWICHTE

**MESSING\*\***  
feingedreht

**GRAUGUSS**  
schwarz lackiert

**DAkKS**

Kalibrierschein

Nennwert	Tol. +/- mg	ohne Etui	ohne Etui	DAkKS
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Kalibrierschein Art.-Nr.
1 g*	3	4.IMFO-110		4.0000-111
2 g*	4	4.IMFO-120		4.0000-121
5 g*	5	4.IMFO-130		4.0000-131
10 g*	6	4.IMFO-140		4.0000-141
20 g*	8	4.IMFO-150		4.0000-151
50 g*	10	4.IMFO-160		4.0000-161
100 g*	16	4.IMFO-170		4.0000-171
200 g*	30	4.IMFO-180		4.0000-181
500 g*	80	4.IMFO-190	4.IGSO-190	4.0000-191
1 kg	160	4.IMFO-210	4.IGSO-210	4.0000-211
2 kg	300	4.IMFO-220	4.IGSO-220	4.0000-221
5 kg	800	4.IMFO-230	4.IGSO-230	4.0000-231
10 kg	1600	4.IMFO-240	4.IGSO-240	4.0000-241
20 kg	3000	4.IMFO-250	4.IGSO-250	4.0000-251
50 kg	8000	4.IMFO-260	4.IGSO-260	4.0000-261

\*für Gewichte ≤ 500g ist bei DAkKS-Kalibrierungen ein Etui notwendig

\*\*solange der Vorrat reicht